

Gebruiksaanwijzingen SOA-test man (urine)

Met deze test-set kun je zelf op chlamydia (urine) testen. Controleer voordat je gaat testen of de test-set compleet is. Controleer ook de houdbaarheidsdatum op het testbuisje en op de verpakking van de wattenstaafjes.

De chlamydiatetest voor mannen (urine) bestaat uit:

- Een testbuisje waar transportvloeistof in zit
- Een pipet
- Een aanvraagformulier
- Een witte (plastic) verzendenvolp
- Een Rigid Safety Bag
- Een buishouder

Gebruiksaanwijzingen:

1. Pak het aanvraagformulier en schrijf bij 'afnamedatum' welke datum het vandaag is (dus de datum waarop je de test uitvoert).
2. Neem een **schone** beker en vang daarin de eerste druppels/straal van je urine op (max. 30 ml).
3. Draai de dop van het testbuisje en plaats het busje in de buishouder. Zorg ervoor dat de transportvloeistof in het busje blijft zitten.
4. Zuig met de pipet een gedeelte van de urine op en plaats dit vervolgens in het testbuisje tot halverwege het venstertje (dus het busje moet gevuld zijn tot tussen de twee zwarte lijnen).
5. Draai het busje vervolgens goed dicht.



6. Plaats het busje volgens de instructies in de Rigid Safety Bag. Verwijder de witte strook van de Rigid Safety Bag en plak deze goed dicht.
7. Stop de Rigid Safety Bag in de witte (plastic) verzendenvolp.
8. **Let op: stop het aanvraagformulier ook in de verzendenvolp!**
9. Verstuur de verzendenvolp (dus inclusief aanvraagformulier en Rigid Safety Bag met busje) naar het laboratorium door deze voor 17.00 uur op een doordeweekse dag in een oranje straatbrievbus van PostNL te doen. Je hoeft geen postzegels te plakken.
 - Is het buiten kouder dan 0 graden of warmer dan 30 graden? Geef de verzendenvolp dan af bij een PostNL punt.
10. Na 3-4 werkdagen is je uitslag in te zien op de uitslagpagina van [SoaStudentArts.nl](https://www.soastudentarts.nl). Typ daar je cliëntnummer in en ontvang anoniem je uitslag.

Contact

E-mail: info@soastudentarts.nl

Tel: +31 (0) 50 211 0 911

*For English see other side

Instructions STD test men (urine)

With this test kit you can test yourself for chlamydia (urine). Check before you test if the kit is complete. Also check the expiration date on the test tube and the packaging of the cotton swabs.

The chlamydia test for men (urine) contains:

- A test tube filled with transport liquid
- A pipet
- An application form
- A white (plastic) shipping envelope
- A Rigid Safety Bag
- A tube holder

Instructions:

1. Get the application form and write at 'afnamedatum' which date it is today (the date you're carrying out the test).
2. Take a **clean** cup and collect your first drops/stream of urine in this cup (max. 30 ml).
3. Remove the cap of the test tube by rotating it, and place the tube in the tube holder. Make sure that the liquid stays inside the tube.
4. Use the pipet to collect a part of the urine, and proceed by putting it in the test tube until the window is filled halfway through (so fill until it is between the two black lines).
5. Close the test tube by firmly rotating the cap onto the tube.



6. Place the test tube according to the instructions in the Rigid Safety Bag. Remove the white strip on the Rigid Safety Bag to seal the bag.
7. Put the Rigid Safety Bag in the white (plastic) shipping envelope.
8. **Please note: also include the application form in the shipping envelope!**
9. Send the shipping envelope (including the Rigid Safety Bag with the test tube, and the application form) to the lab by placing it in an orange PostNL postbox before 5 pm on a weekday. You don't have to put stamps on it.
 - Is the outside temperature below 0 or above 30 degrees celsius? In that case, bring the package to a PostNL postal office.
10. After 3-4 business days go to the results page on [SoaStudentArts.nl](https://www.soastudentarts.nl). Fill in your client number and you will receive your results anonymously.

Contact

E-mail: info@soastudentarts.nl

Tel: +31 (0) 50 211 0 911

*Zie ommezijde voor Nederlands