

Gebruiksaanwijzing SOA combinatietest mannen


Je ontvangt een setje met een reageerbuisje. De bedoeling is dat alle kweekstokjes en/of de urine in hetzelfde buisje geplaatst worden.

De Chlamydia en Chlamydia/Gonorroë combitest voor mannen bestaat uit een Hologid APTIMA kit met:

- Twee witte wattenstokjes (voor anus en eventueel keel)
- Een urine pipet (voor penis/urine)
- Een geel buisje met venster en gevuld met transportvloeistof
- Een aanvraagformulier
- Een blauwe transport envelop met RidgidSafetyBag
- Een gebruiksaanwijzing voor afname en transport

Gebruiksaanwijzing kweekafname:

- Mond: Neem met 1 wattenstokje mondslim af van de amandel helemaal achterin en doe het staafje in het buisje en breek hem af.
- Penis: Vang urine op en zuig met de pipet een gedeelte op. Doe dit in het buisje tot halverwege het venstertje.
- Anus: Breng 1 wattenstokje rectaal in en doe daarna het staafje in het buisje, en breek hem af.



- Er is reeds een QR-code sticker op het buisje en je aanvraagformulier geplakt.
- Sluit het buisje met de urine en 2 stokjes erin en stuur het pakketje per post naar het laboratorium.
- **STUUR OOK HET AANVRAAGFORMULIER MEE NAAR HET LAB!**
- Na 4-5 werkdagen is je uitslag in te zien op de website soastudentarts.nl. Typ bij "uitslag" je cliëntnummer in en je krijgt dan direct anoniem de uitslag.

Contact

E-mail: info@soastudentarts.nl

Tel: +31 (0) 50 211 0 911